

**Gamme du produit / Product range :**

Références References	FR	Longueur Length (cm)	Débit Flow rate (ml/hr)	Volume mort Priminig volume (ml)	Gauge	Dilatateur N° 1 Dilator N° 1		Dilatateur N° 2 Dilator N° 2		Guide wire en Nitinol pointe "J" Guide wire in Nitinol tip "J"		Aiguille d'accès Access needle	Seringue Syringe	Branule	Champ opératoire Operating drape (cm)	Packaging
						FR	Longueur Length (cm)	FR	Longueur Length (cm)	Ø (")	Longueur Length (cm)					

**Cathéter pédiatrique / Pediatric catheter**

CSLC0305K	3	5	960	0.25	20	4	3.8	4	6	0,018"	50	G21 L : 4cm	5 ml	G24	40x40	05
CSLC0305KC	3	5	960	0.25	20	4	3.8	4	6	0,018"	50	G21 L : 4cm	5 ml	G24	40x40	04
CSLC0313K	3	13	1010	0.5	20	4	3.8	4	6	0,018"	50	G21 L : 4cm	5 ml	G24	40x40	05
CSLC0313KC	3	13	1010	0.5	20	4	3.8	4	6	0,018"	50	G21 L : 4cm	5 ml	G24	40x40	04
CSLC0320K	3	20	1050	0.1	20	4	6	4	10	0,018"	50	G21 L : 4cm	5 ml	G24	40x40	05
CSLC0320KC	3	20	1050	0.1	20	4	6	4	10	0,018"	50	G21 L : 4cm	5 ml	G24	40x40	04
CSLC0408K	4	8	1200	0.1	18	4	3.8	5	6	0,018"	50	G21 L : 4cm	5 ml	G22	40x40	05
CSLC0408KC	4	8	1200	0.1	18	4	3.8	5	6	0,018"	50	G21 L : 4cm	5 ml	G22	40x40	04
CSLC0410K	4	10	1500	0.1	18	4	3.8	5	6	0,018"	50	G21 L : 4cm	5 ml	G22	40x40	05
CSLC0410KC	4	10	1500	0.1	18	4	3.8	5	6	0,018"	50	G21 L : 4cm	5 ml	G22	40x40	04
CSLC0415K	4	15	2600	0.1	18	4	10	5	10	0,018"	50	G21 L : 4cm	5 ml	G22	40x40	05
CSLC0415KC	4	15	2600	0.1	18	4	10	5	10	0,018"	50	G21 L : 4cm	5 ml	G22	40x40	04
CSLC0515K	5	15	3640	0.2	16	5	10	6	10	0,022"	50	G21 L : 4cm	5 ml	-	40x40	05
CSLC0515KC	5	15	3640	0.2	16	5	10	6	10	0,022"	50	G21 L : 4cm	5 ml	-	40x40	04
CSLC0520K	5	20	3240	0.3	16	5	10	6	10	0,022"	50	G21 L : 4cm	5 ml	-	40x40	05
CSLC0520KC	5	20	3240	0.3	16	5	10	6	10	0,022"	50	G21 L : 4cm	5 ml	-	40x40	04

**Cathéter jeune adulte / Young adult catheter**

CSLC0615K	6	15	4680	0.3	15	7	10	-	-	0.028"	50	G18 L : 7cm	5 ml	-	40x40	05
CSLC0615KC	6	15	4680	0.3	15	7	10	-	-	0.028"	50	G18 L : 7cm	5 ml	-	40x40	04
CSLC0620K	6	20	4260	0.4	15	7	10	-	-	0.028"	50	G18 L : 7cm	5 ml	-	40x40	05
CSLC0620KC	6	20	4260	0.4	15	7	10	-	-	0.028"	50	G18 L : 7cm	5 ml	-	40x40	04